

Шкаф предварительной расстойки

BA PRO

- ✓ Интенсивное использование
- ✓ Возросшая производительность
- ✓ Усиленная гигиена
- ✓ Автоматическая выгрузка с регулируемой скоростью

До 504 полезных тестозаготовок









Антибактериальная УФ лампа с защитой и вытяжка воздуха Стерилизует зону расстойки и отводит влажность.

Гигиена

- Гладкие внутренние перегородки
- Внешняя отделка из
- нержавеющей стали Баки для сбора муки



Лотки с 2 рабочими сторонами (Arconet®) Антибактериальная и водонепроницаемая обработка.



Регулируемая скорость разгрузки



Шестерни на двойных подшипниках



Разгрузочная турель Поворачивается на 180°

| | | СТАНДАРТНЫЕ ЛОТКИ: ТЕСТОЗАГОТОВКИ МАКСИМАЛЬНЫМ ВЕСОМ 600 Г | BA PRO |
|---|--|---|-----------------------------|
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | BA PRO | ХАРАКТЕРИСТИКИ | DAPRO |
| Антибактериальная УФ-лампа | • | Длина лотков, см | 122 |
| Вытяжка воздуха | • | Ширина лотков, см | 13 |
| Откидная полка для округления | • | Полезное количество лотков | 84 |
| Разгрузочная турель, поворачивающаяся на 180° | • | Полезный объем для тестозаготовок весом 350 г | 504 |
| Регулируемая скорость разгрузки | • | Количество тестозаготовок на лоток | 6 |
| Двусторонние водонепроницаемые лотки (Arconet®) | • | Полезный объем для тестозаготовок весом 550 г | 420 |
| Ножное управление | • | Количество тестозаготовок на лоток | 5 |
| 2 электрических разъема | • | _ | ' |
| Встроенные вертикальные или горизонтальные формовщики | • | ШИРОКИЕ ЛОТКИ: ТЕСТОЗАГОТОВКИ МАКСИМАЛЬНЫМ ВЕСОМ 950 Г | DA DDO |
| Мощность мотора, кВт | 0,72 | ХАРАКТЕРИСТИКИ | BA PRO |
| Масса нетто, кг | 655 | | |
| Высота х ширина х глубина, см | 229 x 158 x 204 | Длина лотков, см | 122 |
| | | | |
| | | Ширина лотков, см | 16 |
| НА ВЫБОР | | Ширина лотков, см Полезное количество лотков | |
| НА ВЫБОР Электропитание | 230 В, трехфазный | | 16 |
| | 230 В, трехфазный 400 В, трехфазный | Полезное количество лотков | 16 |
| | · · · | Полезное количество лотков Полезный объем для тестозаготовок весом 350 г | 16 67 402 |
| | · · · | Полезное количество лотков Полезный объем для тестозаготовок весом 350 г Количество тестозаготовок на лоток | 16 67 402 6 |
| Электропитание | · · · | Полезное количество лотков Полезный объем для тестозаготовок весом 350 г Количество тестозаготовок на лоток Полезный объем для тестозаготовок весом 550 г | 16 67 402 6 335 |